

Craniefiksations systemer

Metal som benyttes efter operation i hjernen til at holde hjerneskallen på plads i kraniet.

- [Craniofix 2](#)

Craniofix 2



Fabrikat/model:	CranioFix 2
Statisk feltstyrke:	Maksimalt 3,0 Tesla
Scannerarkitektur:	Ingen restrektioner
Spatial gradient:	Maksimalt 3.000 Gauss/cm (30 T/m)
Slew rate (Gr):	Ingen restriktioner
SAR:	First Level Operating Mode Maksimalt 4,0 W/kg (Body)
B1+rms:	Ikke oplyst
Coil type:	Ingen restrektioner
Artefakter:	Ved SE: Maksimalt 503 mm ² Ved GE: Maksimalt 701 mm ²
Temperaturstigning:	Ved 1,5 Tesla: Maksimalt 2,6 grader (Ved scanning på First level O. M.) Ved 3,0 Tesla: Maksimalt 2,8 grader (Ved scanning på First level O. M.)
Kilde (se evt. pdf):	Aesculapusa.com

Kommentarer til implantat