

Xience Pro



Fabrikat/model:	Xience Pro - Everolimus Eluting Coronary Stent System
Statisk feltstyrke:	1,5 Tesla / 3 Tesla
Scannerarkitektur:	Ingen restrektioner
Spatial gradient:	3000 Gauss/cm (25 T/m)
Slew rate (Gr):	Ingen restriktioner
SAR:	Body: 2 W/kg
B1+rms:	Ikke oplyst
Coil type:	Ingen restrektioner
Artefakter:	Må kunne forventes
Temperaturstigning:	Maksimalt 3,0 grader ved scanning på Normal Operating Mode
Kilde (se evt. pdf):	Abott Vasculars hjemmeside (IFU vedhæftet).

Kommentarer til implantat